



SUPER ULSTAR

Hârtie termică pentru imprimantă video

Instrucțiuni de folosire

„SUPER ULSTAR” și alte mărci sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Durico C&T, Inc.

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

Modificat ultima dată: martie 2025

Vă rugăm să contactați producătorul prin e-mail la ulstar.sales@durico.co.kr pentru a solicita o versiune pe hârtie a acestui document.



DURICO IMAGING BV
Villastraat 2C
1830 Machelen, Belgium



DURICO C&T, INC.
33 Oedap 6-gil, Sangju-si
Gyeongsangbuk-do 37240, Republic of Korea

Contact point

Website: www.durico.co.kr

E-mail: info@durico.co.kr

Tel: +82-2-525-8405

Fax: +82-2-525-7461

1. Informații generale despre produs:

a. Nume produs: Hârtie termică pentru imprimantă video

b. Numele mărcii: SUPER ULSTAR

c. Modele aplicabile:

- SUPER ULSTAR-1100HG
- SUPER ULSTAR-1100HD
- SUPER ULSTAR-1100HD MIBI
- SUPER ULSTAR-1100HD Matt
- SUPER ULSTAR-1100S
- SUPER ULSTAR-1100S MIBI
- SUPER ULSTAR-2100HD
- SUPER ULSTAR-840HG
- SUPER ULSTAR-840S

d. Producător: DURICO C&T, Inc.

e. Adresa producătorului

33 Oedap 6-Gil, Sangju-Si

Gyeongsangbuk-Do 37240 Republica Coreea

f. Destinat Pscop:

Acest produs este destinat să fie utilizat ca accesoriu consumabil la imprimantele video de tip termic pentru imprimarea și stocarea imaginilor video capturate de pe un dispozitiv de diagnosticare cu ultrasunete. Acest produs este destinat utilizării în medii medicale, cum ar fi clinici și spitale. Utilizatorii principali vizați sunt profesioniștii din domeniul medical, inclusiv radiologii și obstetricienii, care examinează pacienții și / sau feteșii prin ultrasunografie. Imaginile tipărite pe acest produs sunt destinate numai înregistrării pacienților și utilizării recomandărilor și nu sunt destinate a fi utilizate în scop diagnostic.

g. Specificațiile produsului:

Grade	Size	Feature	Number of Prints
SUPER ULSTAR-1100HG	110mm×18m	High Glossy	193
SUPER ULSTAR-1100HD	110mm×20m	High Density	215
SUPER ULSTAR-1100HD MIBI	110mm×20m	High Density	215
SUPER ULSTAR-1100HD Matt	110mm×20m	High Density Matt	215
SUPER ULSTAR-1100S	110mm×20m	Standard	215
SUPER ULSTAR-1100S MIBI	110mm×20m	Standard	215
SUPER ULSTAR-2100HD	210mm×25m	High Density	139
SUPER ULSTAR-840HG	84mm×12.5m	High Glossy	104
SUPER ULSTAR-840S	84mm×13.5m	Standard	112

h. Compatibilitate:

Grade	Compatibility		Printer	
	Sony	Mitsubishi	Sony	Mitsubishi
SUPER ULSTAR-1100HG	UPP-110HG (Type V)	K95H/K91HG/KP91HG	UP-898 / 897 / 895 Series	P95 / P93
SUPER ULSTAR-1100HD	UPP-110HD (Type II)		UP-898 / 897 / 895 Series	
SUPER ULSTAR-1100HD MIBI		K65HM/KP65HM		P95 / P93
SUPER ULSTAR-1100HD Matt	UPP-110HD (Type II)		UP-898 / 897 / 895 Series	
SUPER ULSTAR-1100S	UPP-110S (Type I)		UP-898 / 897 / 895 Series	
SUPER ULSTAR-1100S MIBI		K61S/KP61S/KP61B		P95 / P93
SUPER ULSTAR-2100HD	UPP-210HD (Type II)		UP-991AD / 990AD / 971AD / 970AD	
SUPER ULSTAR-840HG	UPP-84HG (Type V)		UP-711MD	
SUPER ULSTAR-840S	UPP-84S (Type I)		UP-711MD	

i. Caracteristici de performanta:

Imprimarea medicală a imaginilor necesită o precizie ridicată disponibilă prin metoda de imprimare termică. Imprimanta termică folosește căldura pentru a imprima o imagine pe hârtiile termice, care sunt acoperite special pentru a face suprafața hârtiei sensibilă la impulsurile termice. Imprimantele termice sunt preferate față de alte tipuri de imprimante pentru confortul lor, deoarece nu necesită alte consumabile suplimentare, cum ar fi cartușele de cerneală sau tonerele. Acest produs a fost conceput pentru a funcționa perfect în combinație cu imprimantele specificate în diagrama de compatibilitate a clauzei anterioare.

j. Note

Acest produs nu este un dispozitiv medical în sine, ci este un accesoriu pentru un dispozitiv medical. Clasificarea acestui produs ca dispozitiv medical poate diferi în funcție de țară. Consultați reprezentantul local de vânzări sau biroul de reglementare guvernamental pentru mai multe informații.

2. Instrucțiunile de utilizare:

a. Stocarea hârtiei neimprimată

- 1) Depozitați hârtia neutilizată într-un loc răcoros și întunecat (5°C/41°F ~ 30°C/ 86°F).
- 2) Nu depozitați într-un loc fierbinte sau umed.
- 3) Nu lăsați hârtia neutilizată sub lumina directă a soarelui sau în alte locuri luminoase.
- 4) Nu permiteți niciun solvent organic volatil sau clorură de vinil.
- 5) Nu atingeți suprafața hârtiei neutilizate cu degetele, deoarece reziduurile de la amprente pot cauza deteriorarea imprimantei.

b. Folosirea hârtiei pentru imprimare în imprimantă termică

- 1) Verificați și confirmați dacă lățimea rolei de hârtie (110mm, 210mm sau 84 mm) corespunde specificațiilor imprimantei.
- 2) Deschideți punga de plastic pentru a scoate rola de hârtie și scoateți autocolantul atașat la capătul rolei.
- 3) Deschideți coșul de încărcare al hârtiei al imprimantei și încărcați rola de hârtie corect în imprimantă. Vă rugăm să consultați manualul de instrucțiuni pentru imprimantă, deoarece fiecare model de imprimantă este diferit.
- 4) Aveți grijă să nu pliați sau să atingeți suprafața hârtiei neutilizate. Asigurați-vă că scoateți și aruncați primii 15-20cm (6 până la 8 inci) de hârtie. Este posibil ca această primă porție să fi adunat niște praf sau amprente digitale, care pot provoca o calitate slabă a imprimării, precum și deteriorarea imprimantei.
- 5) Cădeați coșul de încărcare al hârtiei al imprimantei și porniți imprimanta.
- 6) Înainte de tipărire, setați configurația tipului de hârtie pe imprimantă pentru a se potrivi cu tipul modelului de produs Durico. De exemplu, selectați S pentru SUPER ULSTAR-1100S și SUPER ULSTAR-840S, selectați HD pentru SUPER ULSTAR-1100HD și SUPER ULSTAR-2100HD sau selectați HG pentru SUPER ULSTAR-1100HG și SUPER ULSTAR-840HG. Instrucțiunile pentru configurarea tipului de hârtie diferă în funcție de marca și modelul imprimantei, așa că vă rugăm să consultați manualul de instrucțiuni al imprimantei pentru instrucțiuni detaliate.
- 7) AReglați setările de contrast și luminozitate ale imprimantei pentru rezultate optime de imprimare. Instrucțiunile pentru configurarea

contrastului și luminozității diferă în funcție de marca și modelul imprimantei, așa că vă rugăm să consultați manualul de instrucțiuni al imprimantei pentru instrucțiuni detaliate.

- 8) Majoritatea imprimantelor necesită întreținere regulată, inclusiv curățarea capului termic și a rolei. Pentru rezultate optime de imprimare, consultați manualul de instrucțiuni al imprimantei cu privire la instrucțiunile de întreținere a imprimantei.

c. Stocarea hârtiilor tipărite

- 1) Păstrați hârtia într-un loc întunecat, răcoros și uscat. Când este expusă la căldură, umiditate sau lumina soarelui, imaginea imprimată se poate estompa, schimba culoarea sau se poate întuneca.
- 2) Nu aplicați următoarele pe suprafața hârtiei tipărite:
 - Benzi de plastic
 - Gumele din plastic
 - Copiați tonerul
 - Vinil
 - Cerneală de marcare
 - Plastifiant, cum ar fi covorașele de birou
 - Solvenți organici volatili
 - Alcool
- 3) Evitați să lăsați amprente pe suprafața hârtiei tipărite.
- 4) Nu frecați suprafața imprimată.
- 5) Nu acoperiți hârtia tipărită cu un laminat disponibil în comerț. Laminarea poate face ca imaginea imprimată să se întunece sau să se întunece.
- 6) Se recomandă depozitarea fiecărei coli tipărite cu fața în sus, într-o pungă din polipropilenă sau stivuirea cu o bucată de hârtie între fiecare coală.
- 7) Tprodusul său este destinat unei singure utilizări. Nu refolosiți hârtia tipărită.

d. Eliminarea produsului

Acest produs nu este reciclabil. Eliminați hârtia în conformitate cu regulile locale privind eliminarea deșeurilor după utilizare. Nu ardeți acest produs. Ar trebui să respectați reglementările locale privind eliminarea, deoarece acest produs este acoperit cu substanțe chimice pe folie de plastic. Pentru mai multe informații, contactați autoritatea locală cu privire la eliminarea filmului termic direct.

3. Precauții:

- a. Acest produs este destinat exclusiv imprimantelor termice.
- b. Acest produs nu este în sine un dispozitiv medical. Este un accesoriu destinat utilizării cu un dispozitiv medical.
- c. Acest produs este pentru o singură utilizare. Nu refolosiți nicio parte a acestui produs după imprimare. Reutilizarea poate cauza o calitate slabă a imprimării, precum și deteriorarea imprimantei.
- d. Nu utilizați acest produs dacă punga de plastic este ruptă sau dacă orice hârtie neutilizată s-a înnegrit.
- e. Orice incident care a avut loc în legătură cu utilizarea produsului trebuie raportat producătorului și autorităților locale corespunzătoare.
- f. Când tu încărcați rola de hârtie în imprimantă, asigurați-vă că scoateți și aruncați primii 15-20_{cm} (6 până la 8 inci) de hârtie. Este posibil ca această primă porție să fi adunat niște praf sau amprente digitale, care pot provoca o calitate slabă a imprimării, precum și deteriorarea imprimantei.
- g. Manipulați întotdeauna rola de hârtie cu atenție atunci când o încărcați / descărcați în / din imprimantă pentru a evita expunerea hârtiei la praf, murdărie, amprentă etc.

4. Informații suplimentare despre etichetare:

- a. Informații privind simbolurile nearmonizate de pe etichete

Simbol	Informații	Motivul includerii pe etichetă
	Marca de descărcare separată pentru vinil-alt material de ambalare	Articolul 14 din ACTUL PRIVIND PROMOVAREA ECONOMISIRII ȘI RECICĂRII RESURSELOR, al Republicii Coreea